








Übersicht





Behandlung des Deszensus genitalis

Transvaginale Netzchirurgie

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
BSC5001		BSC Mesh PP 0 Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netzgewebe für die Bildung von Neo-Ligamenten durch eine symmetrische, bilaterale Suspension des Scheidengewölbes am Ligamentum Sakrospinale	1 Box, steril verpackt: 1 x BSC Mesh 2 x i-Stitch loading unit PP 0 (von IST1011) • nicht-resorbierbar, Polypropylen Faden, USP 0
IGY5961		InGYNious D A S * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung des anterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D A S (Standard) 6 x i-Stitch loading unit PET 0 W (von IST1031) • nicht-resorbierbar, Polyester Faden, USP 0
IGY5951		InGYNious D A L * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung des anterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D A L (Large) 6 x i-Stitch loading unit PET 0 W (von IST1031) • nicht-resorbierbar, Polyester Faden, USP 0
IGY5561		InGYNious D A S-PP * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung des anterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D A S-PP (Standard) 6 x i-Stitch loading unit PP 0 (von IST1011) • nicht-resorbierbar, Polypropylen Faden, USP 0
IGY5551		InGYNious D A L-PP * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung des anterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D A L-PP (Large) 6 x i-Stitch loading unit PP 0 (von IST1011) • nicht-resorbierbar, Polypropylen Faden, USP 0
IGY5981		InGYNious D P S * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung einer Senkung des posterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D P S (Standard) 4 x i-Stitch loading unit PET 0 W (von IST1031) • nicht-resorbierbar, Polyester Faden, USP 0
IGY5971		InGYNious D P L * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung einer Senkung des posterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D P L (Large) 4 x i-Stitch loading unit PET 0 W (von IST1031) • nicht-resorbierbar, Polyester Faden, USP 0
IGY5581		InGYNious D P S-PP * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung einer Senkung des posterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D P S-PP (Standard) 4 x i-Stitch loading unit PP 0 (von IST1011) • nicht-resorbierbar, Polypropylen Faden, USP 0
IGY5571		InGYNious D P L-PP * Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung einer Senkung des posterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious D P L-PP (Large) 4 x i-Stitch loading unit PP 0 (von IST1011) • nicht-resorbierbar, Polypropylen Faden, USP 0
IGY5921		InGYNious V Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen-Netz mit i-Stitch Ladeeinheiten für eine 3-Level Unterstützung zur Behandlung einer Senkung des anterioren Kompartiments.	1 Box, steril verpackt: 1 x InGYNious V 6 x i-Stitch Loading Unit PET 0 W (von IST1031) • nicht-resorbierbar, Polyester Faden, USP 0


* D = Direct A = Anterior P = Posterior
S = Standard L = Large

Übersicht Behandlung des Deszensus genitalis

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
IST1010		i-Stitch Mehrfach verwendbares, chirurgisches Gerät aus Edelstahl zur Befestigung von chirurgischem Nahtmaterial.	1 Box, unsteril verpackt, dampfsterilisierbar: 1 x i-Stitch 1 x i-Stitch Cleaning Brush
IST1040		i-Stitch up Mehrfach verwendbares, chirurgisches Gerät aus Edelstahl zur Befestigung von chirurgischem Nahtmaterial.	1 Box, unsteril verpackt, dampfsterilisierbar: 1 x i-Stitch up 1 x i-Stitch Cleaning Brush
IST1011		i-Stitch loading unit PP 0 i-Stitch loading unit PP 0 Kombination aus Hohlnadel, Slider und speziell vorgeformtem Nahtmaterial zur einmaligen Verwendung mit den i-Stitch Instrumenten.	1 Box, steril verpackt: 5 x i-Stitch loading unit PP 0 • Nicht-resorbierbar, Monofiler Polypropylen Faden, Stärke USP 0 • Farbe: Blau
IST1031		i-Stitch loading unit PET 0 W Kombination aus Hohlnadel, Slider und speziell vorgeformtem Nahtmaterial zur einmaligen Verwendung mit den i-Stitch Instrumenten.	1 Box, steril verpackt: 5 x i-Stitch loading unit PET 0 W • Nicht-resorbierbar, Polyester Faden, Stärke USP 0 • Farbe: Weiß
IST1021		i-Stitch loading unit PDO 2-0 Kombination aus Hohlnadel, Slider und speziell vorgeformtem Nahtmaterial zur einmaligen Verwendung mit den i-Stitch Instrumenten.	1 Box, steril verpackt: 5 x i-Stitch loading unit PDO 2-0 • Resorbierbar, PDO Faden, Stärke USP 2-0 • Farbe: Blau
IST1051		i-Stitch loading unit PDO 0 Kombination aus Hohlnadel, Slider und speziell vorgeformtem Nahtmaterial zur einmaligen Verwendung mit den i-Stitch Instrumenten.	1 box, steril verpackt: 5 x i-Stitch loading unit PDO 0 • Resorbierbar, PDO Faden, Stärke USP 0 • Farbe: Blau
IST1020		i-Stitch Cleaning Brush Reinigungsbürste für die i-Stitch Instrumenten.	1 Box, unsteril verpackt: 2 x i-Stitch Cleaning Brushes
IST1050		i-Stitch Rinsing Needle Miele Connector	1 Box, unsteril verpackt: 1 x i-Stitch Rinsing Needle Miele Connector
IST1060		i-Stitch Rinsing Needle Luer-Lock Connector	1 Box, unsteril verpackt: 1 x i-Stitch Rinsing Needle Luer-Lock Connector
IGY-BAR		InGYNious Bar Hilfsgerät für Operationen mit den A.M.I. InGYNious Netzen.	1 Box, unsteril verpackt: 1 x InGYNious Bar

Laparoskopische Netzchirurgie

Übersicht
Behandlung des
Deszensus
genitalis

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
PFR5731		ProGYNious Y-förmige Netzprothese für die Verfahren Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie	1 Box, steril verpackt: 1 x ProGYNious (anteriores + posteriores Netz kombiniert)
PFR5651		PelviGYNious Vorgeformte Netzprothese für die Verfahren Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie	1 Box, steril verpackt: 1 x PelviGYNious (anteriores + posteriores Netz, 2 Teile)
PFR5641		EndoGYNious Y-förmige Netzprothese für die Verfahren Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie	1 Box, steril verpackt: 1 x EndoGYNious (anteriores + posteriores Netz kombiniert)

Übersicht

Behandlung der Belastungsinkontinenz

**Retropubisches und transobturatorisches
Schlingenverfahren**

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
PFR5021		A.M.I. Multi Purpose Sling Schlinge zur Behandlung von Belastungsinkontinenz bei Frauen	1 Box, steril verpackt: 1 x A.M.I. Multi Purpose Sling
TVA5021		A.M.I. TVA Sling Adjustierbare Schlinge zur Behandlung von Belastungsinkontinenz bei Frauen	1 Box, steril verpackt: 1 x A.M.I. TVA Sling
TOA5121		A.M.I. TOA Sling Adjustierbare Schlinge zur Behandlung von Belastungsinkontinenz bei Frauen	1 Box, steril verpackt: 1 x A.M.I. TOA Sling

Übersicht

Behandlung der
Belastungsinkontinenz

SUI5011		sensiTVT Schlinge für die Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz mit passiv beweglichen Gelenken und anschießsamem sub-urethralem Bereich.	1 Box, steril verpackt: 1 x sensiTVT
SUI5021		sensiTVT-A Schlinge für die Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz mit: • passiv beweglichen Gelenken und anschießsamem sub-urethralem Bereich • kranialen und kaudalen Fäden für die post-operative Adjustierung	1 Box, steril verpackt: 1 x sensiTVT-A


Wiederverwendbare Produkte

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
TVA5030		A.M.I. TVA Tunneller Wiederverwendbares Edelstahlinstrument zur Tunnellung bei folgenden Operationsmethoden: Behandlung weiblicher Belastungsinkontinenz mit den A.M.I. Schlingen.	1 Box, unsteril verpackt, dampfsterilisierbar: 1 x A.M.I. TVA Tunneller
TOA5130		A.M.I. TOA Tunneller Wiederverwendbares Edelstahlinstrument zur Tunnellung bei folgenden Operationsmethoden: Behandlung weiblicher Belastungsinkontinenz mit den A.M.I. Schlingen (outside-in Technik).	1 Box, unsteril verpackt, dampfsterilisierbar: 1 x Paar A.M.I. TOA Tunneller

Übersicht

Laparoskopische Power Morcellation

Laparoskopische Power Morcellation Geschlossene Laparoskopische Power Morcellation

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
ICT5011		i-Cut Laparoskopisches Einweg Power-Morcellationgerät	1 Box, steril verpackt: 1 x i-Cut inkl. Obturator
ICT5020		i-Cut Power Supply Typ C – Euro Wiederverwendbares Medizintechnisches Netzteil für die Stromversorgung von ICT5011. Zusätzlich erhältlich: ICT5030 i-Cut Power Supply Type G ICT5040 i-Cut Power Supply Type I ICT5050 i-Cut Power Supply Type A ICT5060 i-Cut Power Supply Type C - Korea ICT5070 i-Cut Power Supply Type C - Brazil	1 Box, unsteril verpackt: 1 x i-Cut Power Supply (ICT5010) 1 x Länderspezifischer Adapter (Stromkabel)
MCS5111		More-Cell-Safe 0° System für die laparoskopische endoskopische Gewebemorcellation in der Urogynäkologie. Inklusive Visi-Shield 0° für die 0° Optik, um diese vor Kontamination zu schützen.	1 Box, steril verpackt: 10 x More-Cell-Bag 10 x Visi-Shield 0°
MCS5151		More-Cell-Safe 30° System für die laparoskopische endoskopische Gewebemorcellation in der Urogynäkologie. Inklusive Visi-Shield 30° für die 30° Optik, um diese vor Kontamination zu schützen.	1 Box, steril verpackt: 10 x More-Cell-Bag 10 x Visi-Shield 30°
MCS5131		More-Cell Bag System für die laparoskopische endoskopische Gewebemorcellation in der Urogynäkologie. Besteht aus elastischem, zelldichtem Material, das mit CO ₂ insuffliert werden kann.	1 Box, steril verpackt: 10 x More-Cell-Bag