

MACROLUX

Guérir pour la vie, et vivre pour guérir



Série	HC29	HO35	HC35	HO42
Diamètre extérieur du tube d'insertion	2.9 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.2 mm
Largeur du canal opérateur	/	1.8 mm	/	
Compatibilité	/	5 Fr	/	
Irrigation	Simple	Continue		
Résolution/Pixels	160 k		920 k	
Champ de vision	120 °		140 °	
Direction de vision	15 °			
Profondeur de champ	3-100 mm			
Longueur utile	220 mm			
Poids	50 g			

Référence :
*Angelis, C. D. 2003. "Office Hysteroscopy and Compliance: Mini-Hysteroscopy versus Traditional Hysteroscopy in a Randomized Trial." Human Reproduction 18(11): 2441-45. doi:10.1093/humrep/deg463.



A.M.I.® Partenaire exclusif des solutions gynécologiques en FR, DE et AT
23 boulevard de l’Oise 2eme etage, 95000 Cergy, France
Tel: +33 130053711 Mail: info.france@ami.at

SeleneView

Hystéroscope numérique à usage unique



Série H
HC29 | HC35 | HO35 | HO42

Cabinet | Consultation externe |
Centre de chirurgie ambulatoire ▼



« Diagnostic & traitement » avec
hystéroscope à usage unique



Coût réduit

Réduire la durée d'hospitalisation et les coûts de traitement pour les patientes.



Haute efficacité

Intervention et sortie le même jour




Moins de douleur


Réduction des traumatismes cervicaux et préservation de la fertilité

Soins en douceur ▼

Confort à chaque instant




L'approche vaginoscopique offre trois avantages clés :
aucune dilatation cervicale, aucune anesthésie et aucun spéculum
nécessaires.




Qualité d'image supérieure

Une nouvelle clarté visuelle ▼



Amber

Chromvue



Cyan



Limpide

Efficacité optimisée

Pratique à chaque étape ▼



Ultra léger 01

Seulement 50 g, confortable pour
une utilisation toute la journée



Diagnostic & traitement 02

Compatible avec les
instruments de 5 Fr



Prêt à l'emploi 03

Aucun assemblage requis



Distension utérine rapide en 5 s

Obtention rapide d'une vision claire

04