


Übersicht

Behandlung von Hämorrhoiden




| Bestellnummer | Produkt | Lieferumfang |
|----------------|--|--|
| TRI2010 |  <p>TRILOGY Unit (Wi-3 HAL-RAR Unit) System zur Durchführung der HAL-RAR Operation mit integrierter Bluetooth-Technologie. 1 Stück besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppler-Ultraschall Elektronikeinheit mit integriertem Bluetooth-Sender • TRI2020 Wi-3 Battery Cap • TRI2030 Wi-3 Fixation nut • TRI2040 Wi-3 Battery Set | Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar Für 50 Anwendungen Batterien: 2 Stück, AA NiMH, 2100 mAh |
| TRI2110 |  <p>Lautsprecher (Wi-3 Lautsprecher) Bluetooth-Lautsprecher zur optimalen akustischen Wiedergabe des Signals der TRILOGY Unit (TRI2010) während der HAL-RAR Operation</p> | 1 Stück |
| TRI2210 |  <p>Adaptor USB Adapter zum Anschluss des Lautsprechers</p> | 1 Stück, unsteril geliefert, mit USB-Kabel unsteril geliefert |
| TRI2220 |  <p>Konnektor Auswechselbarer Konnektor zum Anschluss an Adapter</p> | 1 Stück, unsteril geliefert |
| TRI2020 |  <p>Wi-3 Battery Cap Wiederverwendbarer Deckel für das Batteriefach der TRILOGY Unit (TRI2010)</p> | 1 Stück, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar |
| TRI2030 |  <p>Wi-3 Fixation Nut Befestigungsschraube zur Fixierung der TRILOGY-Probe auf der TRILOGY Unit (TRI2010)</p> | 1 Stück, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar |
| TRI2040 |  <p>Wi-3 Batterien Zusatzbatterien zur Verwendung mit der TRILOGY Unit (TRI2010). Batterien sind aufladbar</p> | 2 Stück, unsteril geliefert |
| TRI2070 |  <p>Wi-3 Arm Wiederverwendbarer Griff, um die Halteposition der Sonde während der HAL-RAR Operation zu verbessern, zu verwenden mit der TRILOGY Unit (TRI2010)</p> | 1 Stück, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar |
| RAR2081 |  <p>RAR Flexi Probe Set aus Sonde und Hülse zur Durchführung der HAL und der RAR Operation. Sonde mit asymmetrischem Design zur stufenweisen Freigabe der Mukosa.</p> | 1 Box, steril geliefert 5 x RAR Flexi Probe und Sleeve |
| RAR2181 |  <p>HAL-RAR Procedure Kit – Flexi</p> | 1 Set, steril geliefert Das Kit besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • RAR Flexi Probe und Sleeve • Nahtmaterial AHAL70 (8 Stück) • Einmal-Knotenschieber aus Polycarbonat K6601 |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| <p>AHAL 70</p> |  | <p>A.M.I. HAL Suture Synthetisch, resorbierbar, Nahtmaterial für die HAL-RAR Operation 2/0, 75 cm, 5/8 Kreisnadel</p> | <p>1 Box, steril geliefert 36 x sutures, 5/8 needle resorbierbar, 2/0, 75cm</p> |
| <p>AHN 006</p> |  | <p>A.M.I. HAL Needleholder Nadelhalter aus Edelstahl für die HAL-RAR Operation.</p> | <p>1 Stück, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar</p> |
| <p>AHK 007</p> |  | <p>A.M.I. HAL Knotpusher Knotenschieber aus Edelstahl zum Setzen von Knoten bei der HAL-RAR Operation.</p> | <p>1 Stück, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar</p> |

Übersicht Stuhlinkontinenz

| Bestellnummer | Produkt | Lieferumfang |
|--|---|--|
| <p>AAB 300</p>  | <p>Soft Anal Band Implantat zur Behandlung von Stuhlinkontinenz.</p> | <p>1 System, steril geliefert</p> <ul style="list-style-type: none"> • A.M.I. Soft Anal Band Ring (Manschette); 2 verschiedene Größen M-L • Soft Anal Band Valve • Soft Anal Band Activator M-L • Safe Puncture Port Low Profile • Portnadel • Ring Connector • Port Connector |

Übersicht Anal-Abszesse und Fisteln

| Bestellnummer | Produkt | Lieferumfang |
|---|---|--|
| <p>CDS2001</p>  | <p>Comfort Drain System aus biegsamer Edelstahl-Sonde mit Silikon-Langzeitdrainage zur Reduzierung von Fisteln Einzigartige 360° knotenlos verschließbare Silikondrainage mit Polypropylen-Verschluss. System geeignet für fibrosierende Fisteldrainage zur Langzeitfadendrainage bei Crohn-Fisteln</p> | <p>10 Sets / Box, steril geliefert</p> |
| <p>CDS2010</p>  | <p>Comfort Drain Grasper Wiederverwendbares Instrument zum leichten Verschließen des Comfort Drain CDS2010</p> | <p>1 Stück / Box, unsteril geliefert, dampfsterilisierbar</p> |
| <p>FIX2001</p>  | <p>FiXcision Ermöglicht die zirkumferente Gewebentfernung zur Behandlung einfacher Analfisteln bis zu einer Länge von 50 mm Set bestehend aus Sonde zum Auffinden des Fistelganges, Führungsstab zur Gewebekomprimierung um den Fistelgang, sowie Anschlag und Schneidhülse zum präzisen Ausschneiden des Fistelganges</p> | <p>10 Sets / Box, steril geliefert</p> |